

Поликлональное Антитело К Биотинидазе (Btd) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P43251

Артикул: CM0029710

введение

Кроличье pAb к BTD нацелено на человеческую биотинидазу, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований метаболизма биотина и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к BTD
Примечания/Альтернативные названия	BTD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	686
GeneID	686
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 284-543 человеческой BTD (NP_000051.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43251
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом