

Моноклональное Антитело Anti-Bip/Grp78 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11021

Артикул: CM0012156



введение

Мышиное моноклональное антитело против человеческого BiP/GRP78, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований стресса эндоплазматического ретикулума, фолдинга белков и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное мАб BiP/GRP78
Примечания/синонимы	BiP; GRP78; HEL-S-89n
Вид	Человек
GeneID (человек)	3309
GeneID	3309
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, полученный из человеческого BiP/GRP78.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11021
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом