

Антитело Кролика Против BiP/Grp78 (Моноклональное) Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11021

Артикул: CM0005586



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого BiP/GRP78, валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Обнаруживает эндогенный BiP у человека, мыши, крысы и свиньи. Необходимо для изучения стресса ЭПР, шаперонов и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BiP/GRP78 кролика mAb
Примечания/Псевдоним	BiP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Вид	Человек
ID гена	3309
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 531-630 человеческого BiP/GRP78 (NP_005338.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Свинья
SWISS	P11021
Молекулярный вес белка	72 кДа
Доставка	Сумка со льдом