


Кроличья Поликлональная Антитела Против BiP/Grp78 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P11021

Артикул: CM0016258



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий BiP/GRP78 (HSPA5). Подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для изучения ER-стресса и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к BiP/GRP78
Примечания/Альтернативные названия	BiP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3309
ID гена	3309
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 550-650 человеческого BiP/GRP78 (NP_005338.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11021
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	В пакете со льдом