


Кроличья Поликлональная Антитела Против BiP/Grp78 (Вестерн-Блоттинг, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P11021

Артикул: CM0013569



введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела к BiP/GRP78 для Вестерн-блоттинга (WB), IF/ICC, IHC-P и ELISA. Распознают человеческий, мышиный, крысиный BiP, шаперон эндоплазматического ретикулума, участвующий в сворачивании белков и UPR. Идеально для исследований ER-стресса и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела к BiP/GRP78, кроличьи (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	BiP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3309
GeneID	3309
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 550-654 человеческого BiP/GRP78 (NP_005338.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11021
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом