


Поликлональное Антитело Кролика Против Birc7 (Kiap/Livin/MI-Iap) - Q96Ca5

Артикул: CM0012990



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого BIRC7 (Livin, KIAP). Подходит для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для исследований апоптоза и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BIRC7 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
Вид	Человек
ИД гена (человек)	79444
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-265 человеческого BIRC7 (NP_647478.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96CA5
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами