


Поликлональные Антитела Против Birc7 Для Wb, Elisa - Q96Ca5

Артикул: CM0026285



введение

Кроличьи pAb против BIRC7, валидированные для WB и ELISA обнаружения человеческого и мышиного BIRC7 (Livin/ML-IAP). Идеально подходят для исследований апоптоза и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BIRC7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79444
ID гена	79444
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-265 человеческого BIRC7 (NP_647478.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96CA5
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом