

## Кроличыи Поликлональные Антитела Против Bloc1S2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q6Qny1

Артикул: CM0028814

### введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого BLOC1S2, валидированные для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения биогенеза лизосом-ассоциированных органелл, роста нейритов и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | BLOC1S2 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдонимы     | CEAP, BLOS2, BORCS2, CEAP11, BLOC1S2                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (Человек)          | 282991                                                                                                                                |
| GeneID                    | 282991                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 44-142 человеческого BLOC1S2 (NP_776170.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q6QNY1                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 16кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Сумка-холодозащитный элемент                                                                                                          |