

## Кроличья Поликлональная Антитело К Bloc1S3 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q6Qny0

Артикул: CM0023339

### введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого BLOC1S3, валидированная для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследований биогенеза лизосомно-связанных органелл, включая изучение комплекса BLOC-1.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | BLOC1S3 кроличья pAb                                                                                                |
| Примечания/псевдонимы     | RP; HPS8; BLOS3; BLOC1S3                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| GeneID (человек)          | 388552                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-202 человеческого BLOC1S3 (NP_997715.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                             |
| Применение                | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                |
| SWISS                     | Q6QNY0                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 21 кДа                                                                                                              |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                     |