

Кроличыи Поликлональные Антитела К Bloc1S6 Для Wb И Elisa - Q9UI45

Артикул: CM0026193

введение

Кроличыи поликлональные антитела к BLOC1S6, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Обнаруживают BLOC1S6/паллидин человека, мыши и крысы — субъединицу комплекса BLOC-1, необходимого для биогенеза органелл, связанных с лизосомами, и внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к BLOC1S6
Примечания/Синонимы	PA; HPS9; PLDN; BLOS6; PALLID; BLOC1S6
Вид	Человек
GeneID	26258
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 BLOC1S6 человека (NP_036520.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UI45
Молекулярная масса белка	20 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом