


Поликлональное Антитело Кролика Против Blvrb Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P30043

Артикул: CM0025745



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого BLVRB (FLR, BVRB), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования деградации гема, редокс-биологии и инсулинового сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BLVRB кроличья pAb
Примечания/алиасы	FLR; BVRB; SDR43U1; HEL-S-10; BLVRB
Вид	Человек
ID гена (человек)	645
ID гена	645
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-206 человеческого BLVRB (NP_000704.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30043
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет