

Поликлональные Антитела Против Bmal1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O00327

Артикул: CM0022082



введение

Высококачественные поликлональные антитела против BMAL1 (Кролик), валидированные для WB и ELISA, реагирующие с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеальны для исследований циркадных ритмов и применения в IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMAL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	406
GeneID	406
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 380-510 человеческого BMAL1 (NP_001284648.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00327
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом