


Поликлональное Антитело Anti-Bmi1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P35226

Артикул: CM0015006



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого Bmi1 (PCGF4/RNF51), подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Нацелено на белок поликомб-комплекса BMI-1, регулятор хроматина, участвующий в репрессии генов и поддержании стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bmi1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PCGF4; RNF51; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	648
Идентификатор гена	648
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-326 человеческого Bmi1 (NP_005171.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P35226
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет