


Поликлональные Антитела Против Bmi1 Для Вб, Ип, Ифа - P35226

Артикул: CM0015782



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Bmi1 (PCGF4/RNF51) — основного белка группы Политком. Валидированы для ВБ, ИП, ИФА; перекрестно реагируют с человеком, мышью, крысой. Идеально подходят для эпигенетических и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bmi1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PCGF4; RNF51; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Вид	Человек
ID гена	648
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого Bmi1 (NP_005171.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35226
Молекулярная масса белка	37кДа
Доставка	Айс-бокс