


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Bmi1 Для Wb, Elisa - P35226

Артикул: CM0002611



введение

Кроличье моноклональное антитело против белка Polycomb комплекса человека BMI-1 (Bmi1, PCGF4). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с антигенами человека и крысы. Масса ~37 кДа, ключевой продукт для исследований ремоделирования хроматина и сайленсинга генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мкАнт против Bmi1
Примечания/алиасы	PCGF4, RNF51, FLVI2/BMI1, flvi-2/bmi-1, Bmi1
Вид	Человек
GeneID (человек)	648
GeneID	648
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 227-326 Bmi1 человека (P35226)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P35226
Масса белка	37 кДа
Доставка	Холодовой пакет