


Поликлональные Антитела Против Vmр1 Для Иф/Мцк, Ифа - P13497

Артикул: CM0019263



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) против BMP1 для образцов человека, валидированные для ИФ/МЦК и ИФА. Нацелены на проколлагеновую С-протеиназу, участвующую в формировании ВКМ и восстановлении костей. Подходят для исследований матричной биологии и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	BMP1 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PCP; TLD; OI13; PCP2; PCOLC; BMP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	649
GeneID	649
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 725-986 человеческого BMP1 (NP_006120.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13497
Молекулярный вес белка	111кДа
Доставка	Сумка со льдом