

Кроличья Моноклональная Антитела К Bmp15 Для Вб, Ифа — 095972

Артикул: CM0010729

введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела против человеческого BMP15 (095972). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований фолликулогенеза и роста гранулезных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мкАнт к BMP15
Примечания/Алиасы	ODG2; POF4; GDF9B; BMP15
Вид	Человек
ID гена (человек)	9210
ID гена	9210
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 293-392 человеческого BMP15 (095972).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095972
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодильный пакет