

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Bmp2 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa — P12643

Артикул: CM0010144



введение

Моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого BMP2, для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрёстная реактивность с мышью и крысой. Иммуноген — рекомбинантный белок. Подходит для исследований морфогенеза костей, остеогенеза и передачи сигналов TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMP2 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	650
GeneID	650
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12643
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом