

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Bmp2 Для Вб, Ифа — P12643

Артикул: CM0018057



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому BMP2, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Являются важным исследовательским инструментом для изучения остеогенеза, сигналинга костных морфогенетических белков и процессов развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	BMP2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	650
ID гена	650
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого BMP2 (NP_001191.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12643
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодильный пакет