


Анти-Bmp2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа - P12643

Артикул: CM0013079



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к BMP2, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФ и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований остеогенеза и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMP2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	650
ID гена	650
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 283-396 человеческого BMP2 (NP_001191.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12643
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом