


Поликлональные Антитела Против Bmp3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P12645

Артикул: CM0027446



введение

Кроличьи поликлональные антитела к BMP3, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Нацелены на человеческий BMP3 (P12645), перекрестно реагируют с мышами и крысами. Идеально подходят для исследований развития костей и сигнального пути TGF-beta.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BMP-3A; BMP3
Вид	Человек
ID гена (человек)	651
ID гена	651
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 243-472 человеческого BMP3 (NP_001192.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12645
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент