

## Поликлональное Антитело Anti-Bmp4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Артикул: CM0013390

### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого BMP4, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути TGF-бета, биологии развития и остеогенеза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | BMP4 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Примечания/синонимы       | ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                  |
| GeneID (человек)          | 652                                                                                                                      |
| GeneID                    | 652                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого BMP4 (NP_001193.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                     |
| SWISS                     | P12644                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 47 кДа                                                                                                                   |
| Условия доставки          | Пакет со льдом                                                                                                           |