

Кроличье Моноклональное Антитело Против Bmp4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P12644

Артикул: CM0002434

введение

Кроличье моноклональное антитело BMP4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Белок костного морфогенеза 4 — член суперсемейства TGF-бета, участвующий в развитии и остеогенезе. Доступно от CamelBio как партнера по поставкам сырья для ИВД «под ключ».

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против BMP4
Примечания/Альтернативные названия	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	652
ID гена	652
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 белка BMP4 человека (NP_001193.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12644
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом