

Кроличья Моноклональная Антитело К Bmp4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Артикул: CM0003433

введение

Кроличья моноклональная антитело к BMP4, валидированная для Вестерн-блоттинга, ИHC (парафин), IF/ICC и ELISA; специфически детектирует человеческий BMP4 — фактор роста суперсемейства TGF-бета, необходимый для развития, остеогенеза и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMP4 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	ZYME, BMP2B, OFC11, BMP2B1, MCOP56, BMP4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	652
GeneID	652
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 309-408 человеческого BMP4 (P12644).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12644
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Айс-пак