

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Bmp5 Для Вб, Игг-П, Ифа — P22003

Артикул: CM0029203

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого BMP5, валидированные для ВБ, ИГГ-П и ИФА. Обнаруживают BMP5 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования сигнальных путей костных морфогенетических белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMP5 Rabbit pAb
Примечания/Альяс	BMP5
Вид	Человек
ID гена (человек)	653
ID гена	653
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 317-454 человеческого BMP5 (NP_066551.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22003
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Ледяной пакет