


Моноклональное Антитело Против Bmp6 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P22004

Артикул: CM0012318



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против BMP6, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований развития костей, метаболизма железа и сигнального пути TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMP6 кроличье мАнт
Примечания/Синонимы	Ю; VGR; VGR1; BMP6
Вид	Человек
GeneID (человек)	654
GeneID	654
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22004
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом