


Поликлональное Антитело Против Bmp6 Для If/Icc И Elisa - P22004

Артикул: CM0018568



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого BMP6, валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA. Реагирует с человеческим и мышиным BMP6 (57 кДа). Идеально для исследований развития костей и метаболизма железа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMP6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IO; VGR; VGR1; BMP6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	654
GeneID	654
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 375-513 человеческого BMP6 (NP_001709.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P22004
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом