


Поликлональное Антитело Против Vmр6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P22004

Артикул: CM0025938



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого BMP6, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований развития костей, метаболизма железа и сигнального пути TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMP6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IO; VGR; VGR1; BMP6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	654
GeneID	654
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 375-513 человеческого BMP6 (NP_001709.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22004
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом