


Анти-Bmp7 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P18075

Артикул: CM0017104



введение

Кроличьи поликлональные антитела против BMP7, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения сигнального пути TGF-бета, развития и остеогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMP7 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	OP-1; BMP7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	655
GeneID	655
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-251 BMP7 (NP_001710.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18075
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом