

Кроличье Поликлональное Антитело Против Bmpr1A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P36894

Артикул: CM0022602



введение

Кроличье поликлональное антитело BMPR1A (ALK3/CD292) для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Полезно для исследования сигналинга рецептора BMP, развития скелета и путей костных морфогенетических белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к BMPR1A
Примечания/Альтернативные названия	ALK3; SKR5; ALK-3; CD292; ACVRLK3; BMPR-1A; 10q23del; BMPR1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	657
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-200 человеческого BMPR1A (NP_004320.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36894
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом