

Поликлональное Антитело Кролика Против Bmpr2 - Q13873

Артикул: CM0021602



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против BMPR2 для исследовательского использования. Валидировано в WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Распознает рецептор типа II BMP (BMPR-II) человека, мыши, крысы. Рекомбинантный иммуноген (a.o.27-150).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMPR2 Кролик pAb
Примечания/Алиасы	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	659
GeneID	659
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-150 человеческого BMPR2 (NP_001195.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13873
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	В пакете со льдом