

Антитело Кролика Против Bms1 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14692

Артикул: CM0016441



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого BMS1 (гомолог белка биогенеза рибосом BMS1). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Обнаруживает белок 146 кДа; идеально подходит для изучения ядрышка и сборки рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMS1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ACC; BMS1L; BMS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9790
ID гена	9790
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-900 человеческого BMS1 (NP_055568.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14692
Молекулярный вес белка	146kDa
Доставка	Сумный лед