


Поликлональные Антитела Anti-Bmx Для Вестерн-Блота, Ифа - P51813

Артикул: CM0025857



введение

Кроличьи поликлональные антитела против BMX (ETK, PSCTK2, PSCTK3), валидированные для Вестерн-блота и ИФА, перекрестно реагируют с человеческим и мышиным белком. Подходят для изучения передачи сигналов, ангиогенеза и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMX Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ETK; PSCTK2; PSCTK3; BMX
Вид	Человек
ID гена (человек)	660
ID гена	660
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–120 человеческого BMX (NP_001712.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51813
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Хладоэлемент