

Анти-Bnip1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q12981

Артикул: CM0012748

введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого BNIP1 (SEC20), для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований стресса ЭПР, апоптоза и митохондриального аутофагоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	BNIP1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	662
GeneID	662
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого BNIP1 (Q12981)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q12981
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Ледяной пакет