

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Bnip1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q12981

Артикул: CM0028522

### введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против белка BNIP1 (SEC20/NIP1) человека. Подходит для использования в методах Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA), обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Поддерживает исследования в области слияния мембран эндоплазматического ретикулума, апоптоза и митохондриального аутофагоза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | BNIP1 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1                                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (человек)          | 662                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 662                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого BNIP1 (NP_001196.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q12981                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 26кДа                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                      |