

Поликлональные Антитела Против Bnip2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q12982

Артикул: CM0024784

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого белка BNIP2, взаимодействующего белка BCL-2/E1B 19 кДа, участвующего в подавлении апоптоза. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на человеческие и мышинные образцы. Предполагаемая молекулярная масса 36 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BNIP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NIP2; BNIP-2; BNIP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	663
ID гена	663
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 125-280 человеческого BNIP2 (NP_004321.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q12982
Масса белка	36kDa
Доставка	Сумка со льдом