


Поликлональное Антитело Против Bnip3 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q12983

Артикул: CM0030765



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому BNIP3, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментном анализе (ELISA). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований апоптоза, аутофагии и контроля качества митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BNIP3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	NIP3; HABON; BNIP3
Вид	Человек
ID гена (человек)	664
ID гена	664
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 40-120 человеческого BNIP3 (NP_004043.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12983
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	С хладоэлементом