

Кроличья Поликлональная Антитело Против Bnip3 Для Иф/Ицк И Ифа - Q12983

Артикул: CM0015112



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого BNIP3, валидированное для ИФ/ИЦК и ИФА. Идеально подходит для изучения апоптоза, контроля качества митохондрий и взаимодействий «хозяин-вирус».

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BNIP3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NIP3; HABON; BNIP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	664
GeneID	664
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого BNIP3 (NP_004043.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12983
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом