

Кроличья Поликлональная Анти-Bnip3L Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O60238

Артикул: CM0028346

введение

Кролижье поликлональное антитело против человеческого BNIP3L (NIX). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Детектирует BNIP3L в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований апоптоза и контроля качества митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BNIP3L Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	NIX; BNIP3a; BNIP3L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	665
GeneID	665
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 95-180 человеческого BNIP3L (NP_004322.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60238
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом