

Поликлональное Антитело К Bnp Для Wb, If, Ihc, Elisa — P16860

Артикул: CM0020551



введение

Кроличье поликлональное антитело к BNP выявляет сердечный гормон BNP в образцах человека, мыши и крысы. Валидировано для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для исследований сердечно-сосудистой системы и почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к BNP
Примечания/синоним	BNP; Iso-ANP
Вид	Человек
GeneID (человек)	4879
GeneID	4879
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16860
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом