

Кроличье Моноклональное Антитело Против Bnp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P16860

Артикул: CM0007460



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого BNP (Iso-ANP), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области кардиоренальной физиологии и натрийуретических пептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BNP Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BNP; Iso-ANP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4879
ID гена	4879
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 35-134 человеческого BNP (NP_002512.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16860
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом