

Моноклональное Антитело Против Bob1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16633

Артикул: CM0010519



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого BOB1 (POU2AF1), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции в В-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BOB1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5450
ID гена	5450
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 150-250 человеческого BOB1 (NP_006226.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16633
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом