

Поликлональная Кроличья Антитело К Bcl-2 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Umх3

Артикул: CM0020643



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого BCL2L9. Подходит для применения в WB, IF/ICC, IHC-P и ИФА. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Поддерживает исследования апоптоза и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BOK Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	BOKL; BCL2L9; BOK
Вид	Человек
ID гена (человек)	666
ID гена	666
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого BOK (NP_115904.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UMX3
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодовая упаковка