


Поликлональные Антитела Против BOLA3 Для Wb, IHC-P, Ифа — Q53S33

Артикул: CM0024332



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого BOLA3, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА). Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Подходят для исследований сборки железосерных кластеров в митохондриях и разработки анализов в области IVD (диагностики in vitro).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BOLA3, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	MMD52; BOLA3
Вид специфичности	Человек
ID гена (человек)	388962
ID гена	388962
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-68 человеческого BOLA3 (NP_997717.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q53S33
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом