

Поликлональное Антитело Против Boll Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q8N9W6

Артикул: CM0027803

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого BOLL (BOULE), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает BOLL в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сперматогенеза и РНК-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	BOLL Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BOULE; BOLL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	66037
ID гена	66037
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-283 человеческого BOLL (NP_149019.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N9W6
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом