

Моноклональное Антитело Против Anti-Boule/Boll Для Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8N9W6

Артикул: CM0012261

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому BOLL (BOULE), валидированное для WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований сперматогенеза и фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к BOULE/BOLL
Примечания/Алиасы	BOULE
Вид	Человек
GeneID (человек)	66037
GeneID	66037
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого белка BOLL (NP_932074.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N9W6
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Хладоэлемент