


Кроличыи Поликлональные Антитела К Bpgm Для Wb, If/Icc, Elisa - P07738

Артикул: CM0029751



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому BPGM (бисфосфоглицератмутаза). Валидированы для методов WB, IF/ICC и ELISA; обладают перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения регуляции сродства к кислороду и эритроцитарных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	BPGM кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	DPGM; ECT8; BPGM
Вид	Человек
GeneID (человек)	669
GeneID	669
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-259 человеческого BPGM (NP_001715.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07738
Молекулярная масса белка	30 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом