


Кроличья Поликлональная Антитело Против Bpi Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P17213

Артикул: CM0029472



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого бактерицидного проницаемости увеличивающего белка (BPI). Валидировано для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и грамотрицательных бактерий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BPI Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	rBPI; BPIFD1; BPI
Вид	Человек
ID гена	671
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 248-487 человеческого BPI (NP_001716.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P17213
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент