

Поликлональное Антитело К Bpifa1 Для Вб, Ифа - Q9Nr55

Артикул: CM0029009



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого BPIFA1 (SPLUNC1), валидировано для Вестерн-блота (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований врожденного иммунитета, биологии дыхательных путей и антимикробных функций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BPIFA1 кроличье пАб
Примечания/Альтернативные названия	LUNX, NASG, PLUNC, SPURT, SPLUNC1, bA49G10.5, BPIFA1
Вид происхождения антигена	Человек
ID гена	51297
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20–256 человеческого BPIFA1 (NP_057667.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NP55
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Ледяной пакет