

Кроличья Поликлональная Антитело Против Bpifb2 Для Wb, Elisa - Q8N4F0

Артикул: CM0013244

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий BPIFB2 (RYSR/BPIL1/LPLUNC2) для Вестерн-блота и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Представляет собой секретируемый гликопротеин с высокой экспрессией в миндалинах, подходит для исследования врожденного иммунитета и биологии эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BPIFB2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RYSR; BPIL1; LPLUNC2; C20orf184; dj726C3.2; BPIFB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	80341
ID гена	80341
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 40–340 человеческого BPIFB2 (NP_079503.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8N4F0
Молекулярная масса белка	49кДа
Доставка	С хладагентом